

## Kaugummi-Entferner LOS 660

LOS 660 löst schnell und problemlos alte Kau- und Knetgummireste. Diese werden durch Besprühen mit dem Entferner vereist und können sofort und ohne Beeinträchtigung der Textilgewebe oder Bodenbeläge entfernt werden.

### Anwendungsgebiete:

Zur Entfernung von Kau- und Knetgummiresten von Polstermöbeln, Hartschalensitzen in Bussen, Schulstühlen und -tischen, Textilbodenbelägen, elastischen bzw. harten Bodenbelägen wie z. B. Holz-, Stein-, PVC- und Linoleumböden.

### Anwendung:

LOS 660 aus kurzer Entfernung einige Sekunden bis zur sichtbaren Vereisung aufsprühen. Danach die gelösten Rückstände schnell von der Oberfläche entfernen (hierbei kann der beiliegende Spatel effizient helfen). Textilbeläge nach der Behandlung absaugen oder abbürsten.

Achtung: Hautkontakt vermeiden, es besteht Unterkühlungsgefahr. Dose möglichst senkrecht halten, nicht schütteln. Sprühkopf je nach Bedarf in kurzen Abständen betätigen.

### Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	Farblos, rasch verdunstende Flüssigkeit
Dichte (20°C):	0,55 g/ml
Gebinde:	400 ml-Spraydose, 15-er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.